

Datos

Jeringa

- Número de artículo 31 4626
jeringa de carga sencilla (ELS) de 200 ml, uso múltiple

Selección de todos los sistemas de sondas y tubos del paciente para un uso múltiple en un espacio de tiempo de hasta ocho horas


Sistema de sondas con válvula de retención amarilla

- Número de artículo 31 4081
EK 223 sistema de sondas con cámara de goteo
- Número de artículo 31 4099
MRS 222 sistema de sondas MR con 1 cámara de goteo en línea
- Número de artículo 31 4100
MRS 222 sistema de sondas MR
- Número de artículo 31 4108
Sistema de sondas de doble cabezal con cámara de goteo en línea y válvula
- Número de artículo 31 4119
MRS 222 XS sistema de sondas con púa intercambiable y válvula adicional

Sistema de sondas con al menos una válvula de retención verde

- Número de artículo 31 8020
ES 224/25 tubo del paciente con válvula
- Número de artículo 31 8026
Tubo del paciente de 150 cm con válvulas terminales
- Número de artículo 31 8036
Tubo del paciente de 150 cm con dos válvulas
- Número de artículo 31 8152
Tubo del paciente de 150 cm con válvula
- Número de artículo 31 8181
Tubo en espiral de 180 cm con válvula
- Número de artículo 31 8198
Tubo del paciente de 200 cm con válvula
- Número de artículo 31 8214
Tubo en espiral de 150 cm con válvula
- Número de artículo 31 8217
Tubo en espiral de 150 cm con dos válvulas
- Número de artículo 31 8251
Tubo del paciente de 250 cm con válvula
- Número de artículo 31 8301
Tubo del paciente de 300 cm con válvula

¡La jeringa está homologada con cualquiera de los sistemas de sondas para un uso múltiple en un espacio de tiempo de hasta ocho horas!



Declaración de compatibilidad

La seguridad higiénica de los consumibles de uso múltiple ha sido certificada por un laboratorio independiente.

MED TRON AG

MEDTRON AG · Hauptstr. 255 · 66128 Saarbruecken
Teléfono +49 (0) 681 97017-25 · Fax +49 (0) 681 97017-20
Email info@medtron.com · www.medtron.com

Versión 1.1
11/2018

MED TRON AG

Eficiente y sencillo

La solución flexible

¡Consumibles - nueva homologación!
Uso múltiple hasta 8 horas.

Ventajas y novedades de nuestros consumibles de uso múltiple



SUS VENTAJAS

EN COMPARACIÓN CON ARTÍCULOS DE UN SOLO USO:

- ✓ Rentable gracias al ahorro de tiempo y costes
- ✓ Hasta ocho horas de uso
- ✓ Orden y control gracias al etiquetado especial
- ✓ Sistema de soluciones individuales
- ✓ Fácil de manejar
- ✓ Respetuoso con el medio ambiente
- ✓ Diseño compacto y sencillo

FUNCIONA ASÍ DE SIMPLE:

Con nuestro sistema modular personalizable que se compone de jeringa de ocho horas, sistema de sondas de ocho horas y tubo del paciente (con válvula de retención verde) ahorrará tiempo y material consumible.

Disfrute de un sistema que le permita trabajar hasta ocho horas sin tener que cambiar ni las jeringas ni las sondas. Durante este espacio de tiempo los productos pueden ser utilizados en diferentes pacientes. Simplemente tiene que cambiar el tubo del paciente. *

Trabajamos para facilitar el manejo de nuestros productos. ¡Nuestro avanzado sistema es fácil de usar y permite simplificar considerablemente su trabajo durante el tratamiento!

